

Generationen verbinden

Mit anderen in Verbindung zu bleiben ist für Menschen von elementarer Bedeutung. Bei einem Hörverlust fällt es schwerer, Sprache zu verstehen und sich auszutauschen.

Philips HearLink Hörgeräte reduzieren die Anstrengung, Unterhaltungen zu folgen – auch in schwierigen akustischen Umgebungen. Denn sie bewahren Sprache und dämpfen gleichzeitig störende Geräusche.

So verbindet Philips HearLink Menschen.



Besser hören, mit Effekt



AI Störlärmunterdrückung

Reduziert Hintergrundgeräusche und macht Sprache in lauten Umgebungen verständlich. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz werden Gespräche noch klarer. Philips HearLink Hörgeräte sind Vorreiter bei dieser Spitzentechnologie, die Sprache im Lärm noch klarer macht.



HiFi Musik



Hörgeräte werden primär entwickelt, um Sprache zu verstärken. Das neue HiFi Musik Programm in den 030 Hörgeräten erlaubt es Ihnen, die verschiedenen Nuancen Ihrer Lieblingsmusik zu genießen. Es intensiviert jeden Klang und gibt Ihnen damit ein natürliches Musikgefühl zurück.



Rückkopplungsunterdrückung

Rückkopplungen sind lästige, hohe Pfeiftöne, die auftreten können, wenn Mikrofon und Lautsprecher zu nah beieinander sind. Schnell und effektiv erkennen die Philips HearLink Hörgeräte sich aufbauende Rückkopplungen und wirken ihnen entgegen, ohne die Klangqualität zu stören.



Sprachausgleich und Verstärkung

Verbessert die Klarheit von Sprache in lauten Umgebungen. Dieses Feature kann mithilfe Ihres Hörgeräteakustikers auf Ihre persönlichen Vorlieben eingestellt werden.

		<i>a</i> ()		~D.
Modelle		y U	O O	
Serie	MNR T R, MNR T	MNR, BTE PP	BTE SP, BTE UP	ITC, CIC, IIC
9000	HL 9030	HL 9010		HL 9000
7000	HL 7030	HL 7010	HL 7020	HL 7000
5000	HL 5030	HL 5010		HL 5000
3000	HL 3010	HL 3010	HL 3020	HL 3000
2000	HL 2010	HL 2010		HL 2000

SoundMap

Audiologische Technologie SoundMap 2

mit

und

AI Sound Technologie Sprachausgleich	tärkung und SoundMar kkopplungsunterdrücku
ndTie 2 direkter Verbindung	n dTie direkter Verbindung zu i

SoundMap mit konventioneller



Ihre digitalen Helfer

Philips HearLink App

Die Philips HearLink App ist das ideale Tool für die Bedienung der HearLink Hörgeräte: Verbinden Sie Anrufe von Ihrem iPhone® oder Android™-Smartphone* direkt mit Ihren Hörgeräten. Streamen Sie Musik, Filme und Radio von Ihrem Tablet, Telefon und Fernseher. Passen Sie Ihre Hörgeräte an Ihre Bedürfnisse an. Steuern Sie die Lautstärke, ändern Sie Ihr Hörprogramm, finden Sie Ihre Hörgeräte und prüfen Sie den Ladezustand des Akkus.



Philips HearLink App

Philips Remote Fitting

Der Philips Remote Fitting Service verbindet die Hörgeräte mit der Anpasssoftware und der neuen Philips HearLink Connect App. Mit Philips Remote Fitting können Nutzer und Hörakustiker über eine Video-/Audiositzung und eine Chat-Funktion miteinander kommunizieren. Sie ermöglicht die Fernanpassung von Hörgeräten in Echtzeit.



Philips HearLink Connect App

Laden Sie die Philips HearLink App und HearLink Connect App auf Google Play oder im App Store herunter.





^{*}Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter www.hearingsolutions.philips.com/de-de/support/connectivity/compatibility

Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad, iPod touch und Apple Watch sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. Android, Google Play und das Google Play Logo sind eingetragene Marken von Google LLC.



Ihr praktisches Zubehör

Philips HearLink Hörgeräte sind mit verschiedenem Zubehör kombinierbar. Sie helfen Ihnen, sich mit Ihren Liebsten zu verbinden und besser zu verstehen. Verbinden Sie sich mit der ganzen Welt und streamen Sie die Klänge, die Ihnen wichtig sind.

Übertragen Sie Klänge von verschiedenen Geräten wie Ihrem Fernseher direkt auf Ihre Hörgeräte. Ob Sie sich mit Ihrer Familie in einem belebten Restaurant unterhalten oder zu Hause einen Film am Fernseher genießen, es gibt Zubehör, das jedes Hörerlebnis noch angenehmer macht.

Lädt alle HearLink

030 miniRITE T R
Hörgeräte bis zu
3 Mal hintereinander
vollständig auf.

Ladestation Plus



Steuert diskret die Lautstärke und die Programmwahl.

Ladestatio

Lädt alle HearLink miniRITE T R Hörgeräte in nur 3 Stunden auf und liefert Energie für einen Tag.



Philips AudioClip

Philips Fernbedienung

und Ges größere

Überträgt Telefonate und Gespräche über größere Distanzen.



Philips TV-Adapter

Streamt Klänge des TV-Geräts direkt in die Hörgeräte.