

DIESER KLANG
ÄNDERT ALLES.



WIDEX **MOMENT™**

WIDEX

UNVERGLEICHLICHER KLANG



WIEDER HÖREN WIE FRÜHER

Selbst das beste Hörsystem klang immer wie ein Hörsystem – bis jetzt. Das revolutionäre WIDEX **MOMENT™** verändert die Spielregeln, denn es liefert den reinsten, natürlichsten Klang aller Zeiten.

In der Regel erreicht der in einem Hörsystem verarbeitete Schall das Trommelfell später als direkt wahrgenommener Schall. Wenn sich diese beiden „asynchronen“ Signale vermischen, entsteht ein künstlicher Klang. Doch mit WIDEX **MOMENT™** können Sie jeden Moment wieder so wie früher hören.




BENUTZER
LIEBEN DEN
KLANG



Haben Sie genug von den so genannten „Revolutionen“, die keiner wirklich hören kann? Wir schon! Darum sorgt WIDEX **MOMENT™** für ein deutlich besseres Hörerlebnis im Alltag.

Tests zeigen, dass eine große Mehrheit neuer und erfahrener Benutzer in vielen verschiedenen Klangszenerarien Widex das **PureSound™** -Programm des WIDEX **MOMENT™** bevorzugt. Nehmen Sie dazu noch die Fähigkeit zur mühelosen Personalisierung Ihres Klanges, und Sie haben ein Hörsystem, das Ihnen puren und natürlichen Klang bietet, wie Sie ihn noch niemals gehört haben.



MOLÉCULAS ORGANIZADAS
Algunas moléculas orgánicas poseen un orden
frente para formar un cristal. Cuando estos se
disuelven, forman un líquido. Cuando estos se
ponen sobre un cristal, se componen para formar un
orden en los átomos y se componen para formar
un cristal. La estructura que se ve al parágrafo.

OTROS CASOS
MILK
SALSA DE SOJA
TOMATE
ALBÚMINO
ALCOHOL
ALMIDÓN
ALMIDÓN
ALMIDÓN
ALMIDÓN

MOLÉCULAS LL
TRIP
MOLÉCULAS
MOLÉCULAS
MOLÉCULAS

Algunas moléculas orgánicas poseen un orden frente para formar un cristal. Cuando estos se disuelven, forman un líquido. Cuando estos se ponen sobre un cristal, se componen para formar un orden en los átomos y se componen para formar un cristal. La estructura que se ve al parágrafo.



STREAMEN VON ALL IHREN GERÄTEN

Wir haben die 2,4-GHz-Bluetooth Konnektivität in WIDEX **MOMENT™** ausgebaut, sodass Sie nun aus iOS, WIDEX **TV PLAY™*** und anderen **DEX**-Zubehörgeräten übertragen können und für zukünftige Verbindungen mit Android-Geräten bestens gerüstet sind. Jetzt sind Sie auf die Übertragung jeglicher Entertainment-Inhalte vorbereitet, die die Welt zu bieten hat, und das in der besten Qualität, die es gibt.

* Mit WIDEX **MOMENT™** Kompatibilität Ende 2020 erhältlich.

LANGE LEBENSDAUER

WIDEX **MOMENT™** ist auf maximale Feuchtigkeitsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer ausgelegt – weil weniger Korrosion mehr Haltbarkeit bedeutet.

Ihnen wird die moderne wasserabweisende Nanobeschichtung gefallen. Und der fehlende Batteriefachdeckel sorgt dafür, dass weniger Lücken entstehen, durch die Feuchtigkeit eindringen könnte.

Komfort ist mit WIDEX **MOMENT™** ausgesprochen diskret. Auch wenn das mRIC R D-Modell das kleinste RIC-Hörsystem auf dem Markt ist, können Sie sich sicher sein, dass es genug Leistungsfähigkeit bietet, um Sie jeden einzelnen Moment hören zu lassen.

Und das ohne störendes Gefummel mit Hörgerätebatterien. Sie benötigen nur ein schlankes, einfaches Ladegerät, das zu Ihrem Alltag passt.





PER TASTENDRUCK DAS HÖREN IM GRIFF

Mit WIDEX **MOMENT™** haben Sie die Möglichkeit, Ihr Hörsystem vollständig über die WIDEX **MOMENT™** App auf Ihrem Apple- oder Android-Smartphone zu steuern*. Nie war die Feinanpassung Ihres Hörerlebnisses einfacher, so dass Sie genau den Klang erhalten, den Sie bevorzugen – und immer genau dann, wenn es für Sie wichtig ist.

In-App Hilfe

Klang zurücksetzen

Mehr Optionen
(für klangfremde
Einstellungen)


Änderungen als persönliches
Programm speichern

Stummschaltung, Lautstärke
und Equalizer-Regler

Allgemeine Klang-
anpassungen

Programm wählen

Startseite, SoundSense
Learn und Menü



WIDEX **MOMENT™** APP



Ausführliche Tests haben bestätigt, dass die App einfach und intuitiv zu bedienen ist, und ein „Dunkelmodus“ sorgt für diskrete Verwendung.

* Die WIDEX **MOMENT™** App ist mit den folgenden WIDEX **MOMENT™** Modellen kompatibel: mRIC R D (MRR2D) und RIC 312 D (MRB2D). Alle anderen Modelle nutzen unsere WIDEX **TONELINK™** App zur Steuerung von Schlüsselfunktionen.

Menü


Klang zurücksetzen

Frequenzlautstärke

In-App Hilfe

Programm wechseln
oder wählen

Stummschaltung und
Lautstärkeregelung



WIDEX **TONELINK™** APP

MACHEN SIE MEHR AUS IHREM WIDEX MOMENT™

DRAHTLOSE ZUBEHÖRGERÄTE - VERBINDEN, STEUERN UND KOMMUNIZIEREN

Das DEX Zubehör ermöglicht eine einfache Verbindung mit Audiosystemen, Fernbedienungen, Fernsehern und Mobil- oder Festnetztelefonen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Hörakustiker.



COM-DEX
Für freihändige
Übertragung



COM-DEX
REMOTE MIC
Für bessere
Hörbarkeit bei Lärm



RC-DEX
Ihre
Fernbedienung



TV-DEX
Für TV-Genuss



FM-DEX
Für flexibles
Übertragen



reddot award 2018
winner



ELEGANTE UND STABILE TV-
ÜBERTRAGUNG MIT WIDEX TV PLAY™*

WIDEX MOMENT™ MODELLE UND AUSFÜHRUNGEN

WIDEX **MOMENT™** ist in drei Hinter-dem-Ohr- (RIC) und drei In-dem-Ohr- (IdO) Modellen erhältlich. Ihr Hörakustiker kann Ihnen helfen, das optimale Hörsystem-Modell für Ihre individuelle Hörminderung und Ihren Lebensstil zu finden.

HINTER-DEM-OHR (RIC) MODELLE



IDO-MODELLE (IN-DEM-OHR)




























CHOOSE YOUR **FARBEN**

Wählen Sie bei RIC-Modellen aus 13 verschiedenen Farben und bei IdO-Modellen aus drei Standardfarben.



WARUM WIDEX MOMENT™ DIE RICHTIGE WAHL FÜR SIE IST

Um Ihnen ein optimales Hörerlebnis zu verschaffen, bietet WIDEX MOMENT™ die exklusive Sound Class Technology, die Ihr Hörsystem automatisch an Ihre spezifischen Hörbedürfnisse anpasst. Ganz ohne jeglichen Tastendruck sorgt WIDEX MOMENT™ in jeder einzelnen Situation für optimale Ergebnisse bei Klarheit, Komfort und Verständlichkeit.

LEISTUNGSNIVEAU/ NUTZEN	GRUPPE		MUSIK		RUHE		GESELLSCHAFT		FAHRZEUG		STADT	
			-	klassisch oder modern	-	mit Sprache	-	mit Sprache	-	mit Sprache	-	mit Sprache
WIDEX MOMENT™ 440			-									
WIDEX MOMENT™ 330												
WIDEX MOMENT™ 220												
WIDEX MOMENT™ 110												

LEISTUNGSNIVEAU/ NUTZEN	Bessere Sprach- verständlichkeit Akzentuierte Sprache und reduzi- erte Umgebungs- geräusche	Windgeräusch- erdrückung Deutlich hören, sogar bei Wind	Natürliches Hörerlebnis Wählen Sie zwischen dem bekanntem Widex Klang oder der neuen automa- tischen Widex PureSound™	Klangoptimierung Das Hörsystem muss nicht mehr in jeder Situation neu justiert werden.	Direkte Bluetooth™- Übertragung Klang direkt von Apple- oder Android-Geräten übertragen*	Leicht zu steuern Intuitive App und künstliche Intelligenz führen Sie zum bestmöglichen Klang	WIDEX REMOTE CARE Ermöglicht Anpassung und Feinanpassung an jedem beliebigen Ort	Real-life Insights Erleichtert die Beratung durch den Zugriff auf die persönlichen Programme des Klienten
WIDEX MOMENT™ 440	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	JA	JA	JA	JA
WIDEX MOMENT™ 330	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	JA	JA	JA	JA
WIDEX MOMENT™ 220	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	JA	JA	JA	JA
WIDEX MOMENT™ 110	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	JA**	JA**	JA	JA

* Auf zukünftige Verbindung mit Android (ASHA) vorbereitet ** Ohne SoundSense Learn



UNVERGLEICHLICHER KLANG



Gedruckt von Rosendahls a/s. 2021-01. 9 502 5335 042 #02

Apple und das Apple-Logo sind Warenzeichen der Apple Inc., eingetragen in den USA und in anderen Ländern. App Store ist eine Service-Marke der Apple Inc. Android, Google Play und das Google Play Logo sind Warenzeichen von Google Inc. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

WWW.WIDEX.PRO